

 (06 80) 900 368
 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

 info@lifemax.hu
 www.lifemax.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LifeMax távfelügyeleti készülék kezeléséhez



Köszönjük, hogy igénybe veszi LifeMax szolgáltatásunkat, mellyel azon dolgozunk, hogy a 24 órás felügyelet nagyobb biztonságot, és nyugodtabb mindennapokat teremtsen Önnek és családjának.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

A LifeMax készülék tulajdonságai

A LifeMax segélyhívó készülék egy olyan modern technológiát használó eszköz, amely számos helyzetben és körülmény között hasznos a mindennapokban:

1. Vészjelzés adható le a rajta található SOS gomb megnyomásával, amelyet a nap 24 órájában fogadnak a diszpécserünk.
2. Elesés esetén a benne lévő szenzor érzékeli a zuhanást, vagy a hirtelen elmozdulást, és automatikusan riasztást küld a diszpécserközpontba.
3. GEO-kerítés (biztonságos zóna) funkcióval ellátott, melynek köszönhetően automatikus jelzés érkezik a központunkba, amennyiben kilép egy megadott területről, vagy belép egy megadott területre, ha ez az opcionális szolgáltatás be van kapcsolva!
4. SIM kártyával működik, a hívószám ismeretében telefonként felhívható.
5. GPS-alapú helymeghatározásra képes.
6. Folyamatosan frissíti a kapcsolatot, így ha nincs GSM hálózaton, vagy nem küld GPS jelet a készülék, azt a diszpécser látja, és jelez az ellátottnak, vagy a megadott értesítendő személyeket értesíti.
7. Hosszú élettartalmú akkumulátorának köszönhetően 3-4 napig is fenntartja a készenléti állapotot egy feltöltéssel, és 30, illetve 15 százalékos töltöttségi szint alá esés esetén jelez a központ felé.
8. A készülék vízálló, így akár a zuhanyzóba is magával viheti az ellátott.

A készülék és a dokkoló kialakítása



Üzembe helyezés

A készüléket első alkalommal töltsé legalább 4 órán keresztül! Amennyiben a készülék aktiválása megtörtént, végezzen próbajelzést az SOS gomb megnyomásával. Ha sikeres jelzést adott le, diszpécserközpontunk megkeresi a riasztás beérkezését követően. Amennyiben ez nem történik meg, kérjük, keressen minket!

Jelzések a készülékről

1. Vészhelyzet jelzése gombnyomással

Segítségkérés esetén legalább 3 másodpercig nyomja meg, és tartsa nyomva a készülék elején található SOS feliratú gombot. A sikeres vészjelzés leadását a készülék rezgéssel jelzi, ezzel egy időben jelzést küld a diszpécserközpontba. Kollégáink a riasztás beérkezése után kapcsolatot létesítenek a készülékkel úgy, hogy visszahívják azt. Hívás érkezését hanggal jelzi a készülék, majd automatikusan felveszi a hívást, és kihangosítja a diszpécsert.

Ekkor emelje a készüléket a szájához minél közelebb, amennyiben lehetséges, és mondja el segélykérésének okát. A készülék hívható a hozzá tartozó hívószámon keresztül is, e hívások fogadása esetén is automatikus a hívásfogadás. Hívás alatt a készülék oldalán található +/- gombokkal állítható be a hangerő.

2. Vészjelzés elesés esetén

A készülék beépített része egy speciális érzékelő szenzor, mely érzékeli, ha a készülék leesik, vagy hirtelen elmozdul. Ennek segítségével egy esetleges elesés esetén automatikus riasztás indul a diszpécserközpont felé. Ez idő alatt rezgés jelzi, hogy a riasztás el fog indulni. A diszpécser az így beérkezett riasztás fogadása után ugyanúgy jár el, mint ha az SOS gomb megnyomásával történt volna a vészjelzés leadása. Elfordulhat téves riasztás küldése a készülék leejtésekor, vagy egyéb módon bekövetkezett hirtelen mozdulat esetén. A késleltetési idő alatt, amíg a rezgés tart, a jelzés elküldése leállítható az SOS gomb egyszeri, rövid megnyomásával.

3. Vészjelzés a biztonsági zóna elhagyása esetén

Ez egy opcionális szolgáltatás. Beállítása esetén automatikus jelzés érkezik a központba, amennyiben kilép egy megadott területről, vagy belép egy megadott területre. A diszpécser az így beérkezett riasztás fogadása után ugyanúgy jár el, mint ha az SOS gomb megnyomásával történt volna a vészjelzés leadása.

A készülék jelzései

1. Zöld LED: jelzi a kapcsolatot a mobilhálózattal
2. Kék LED: jelzi a GPS kapcsolatot
3. Piros LED: Töltés/töltöttség jelzése
 - Folyamatosan világít – A készülék teljesen feltöltött

- Gyorsan villog – Az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb 20%-nál
 - Lassan villog – Töltés folyamatban
4. A töltöttség 20-, majd 10% alá esésekor a diszpécser figyelmezteti Önt.

A készülék töltése

Az eszköz egy feltöltéssel átlagosan 2-4 napig üzemképes, használatától függően, ezért a töltése 2 naponta javasolt. A készülék 3-4 óra alatt teljesen feltöltődik. Ilyenkor le lehet venni a töltőről. A készülék a hátulján található töltőpontokon keresztül tölthető, töltése kétféle módon lehetséges.

Tartozék egy mágneses töltővezeték, melyet egyszerűen tartunk a töltőpontokhoz, és az beilleszkedik a helyére. Másik lehetőség a dokkoló használata, melybe helyezük be a készüléket állítva, a töltés megkezdését mindkét esetben rezgés kíséri, és a töltést a piros LED lámpa lassú villogása jelzi. Teljes feltöltéskor a piros LED folyamatosan világít. A dokkoló és a mágneses töltővezeték végét a hálózati adapterhez kell csatlakoztatni, mely tartozéka az eszköznek. Hálózati adapter nélkül USB csatlakozóján keresztül is tudjuk tölteni a készüléket. Amikor a készülék töltőre kerül, automatikusan bekapcsol, illetve biztonsági okokból minden alkalommal, amikor a készüléket csatlakoztatjuk a töltőhöz, az eszköz újraindítja magát, függetlenül attól, hogy le van-e merülve vagy sem. Ezáltal a központ folyamatosan tudja monitorozni az eszköz megfelelő működését. A biztonsági újraindítást követően az eszköznek újra fel kell csatlakoznia a GSM/GPRS hálózatra, ami pár másodpercet vesz igénybe. Ilyenkor vészjelzés még nem indítható.

Biztonsági tanácsok

1. A készülék tisztítását száraz ruhával végezze, kerülje a tisztítószerek használatát.
2. Ne használja a készüléket nagyon meleg, vagy nagyon hideg helyen.
3. A készüléket ne tartsa túlzottan poros helyen.
4. A készüléket mindig karnyújtásnyi távolságon belül tartsa.
5. Térerővel le nem fedett helyen lehetőség szerint ne használja a készüléket.
6. Ne próbálja otthon javítani, szétszedni a készüléket.
7. Zuhanyzás közben használható a készülék, mivel vízálló (IP67), de huzamosabb időre a víz alá merítve a folyadék kárt tehet a készülék belső rendszerében, ezért ne használja állóvízben.
8. Ne tegye fel töltőre a készüléket, ha a diszpécser vonalban van, mert az megszakítja a vonalat a biztonsági újraindítás miatt. Ha a készülék a töltőn van és újraindult, akkor már indítható riasztás.
9. Ne tartsa a dokkolóban napokig a készüléket, mert az az eszköz meghibásodásához vezethet. A kábelt a csatlakozóba ne erőltesse.
10. Ha segítségre van szüksége, hívja a munkatársainkat 08:00-17:00 között a 06 80 900 368-as telefonszámon.